

# Luftstrahl-Körpermassagegerät zu Diensten der Schönheit und Gesundheit



**AEROLINE®**

Aeroline® ist ein Gerät für die professionelle Anwendung in ästhetischen und medizinischen Massagetherapien.

Das Funktionsprinzip von Aeroline® beruht auf der Massagewirkung eines starken Luftstrahls, der vom Masseur oder Therapeuten auf den Körperteil gerichtet wird, der durch die Massage behandelt wird.

Durch fachliches Einstellen des Luftstrahls werden Massagewirkungen erzielt, die bis jetzt durch keine der bekannten Massagetechnologien erreicht werden konnten.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieser neuen Technologie der Luftstrahl-Körpermassage – Luftmassage zählen:

- völlig natürliche Methode,
- sehr angenehme Massage,
- hervorragende Ergebnisse,
- kommt bei unterschiedlichen Therapiearten zur Anwendung,
- schnell - eine Ganzkörpermassage dauert nur 25 Minuten,
- reduziert die körperliche Anstrengung des Masseurs – Therapeuten um vielfaches,
- kein direkter Kontakt bei den Massagetherapien zwischen dem Masseur – Therapeuten und der behandelten Person.

Die häufigsten Anwendungsbereiche der Aeroline - Luftmassage:

- Gewichtsreduzierung,
- Cellulite-Behandlung,
- Körperformung,
- Stärkung der Muskelmasse,
- Lymphdrainage,
- Entspannung,
- schlechte periphere Zirkulation,
- Rheumatismus,
- Zustand nach posttraumatischer Immobilisierung,
- Sportverletzungen.

Die Luftmassagen mit dem Aeroline® – Gerät werden meistens im Set mit 10 Behandlungen innerhalb von zwei Wochen durchgeführt. Gewöhnlich werden schon nach einem bis zwei Massagesets die gewünschten Ergebnisse erreicht. Die Anzahl der Luftstrahlmassagen ist nicht begrenzt, so dass die Behandlungen solange fortgesetzt werden können, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt wurden. Zur Erhaltung des erreichten Zustands reicht meistens eine Massage pro Woche aus. Therapien mit dem Aeroline-Gerät beziehungsweise Luftstrahl-Massagen können nur von einem ausgebildeten Kosmetiker, Masseur oder Physiotherapeuten durchgeführt werden.

Ein angemessener Raum für die Unterbringung des Aeroline®-Luftmassagegeräts ist ein kleineres Zimmer oder eine Kabine mit Mindestdimensionen von 2,2 x 2,8 m. Der Arbeitsraum muss eine Frischluftzufuhr haben beziehungsweise ein kleineres Fenster oder eine gut ausgeführte Belüftung. Das Aeroline®-Gerät wurde so aufgebaut, so dass es nicht einen Teil des Arbeitsraums einnimmt, sondern unter die Massagebank untergebracht wird, auf der die Massagebehandlungen stattfinden. Am häufigsten wird ein klassisches internistisches Bett benutzt, das unter seiner Arbeitsfläche einen Freiraum von mindestens 62 cm hat.

Garantie: 2 Jahre


Wartung: regelmäßige Instandsetzung alle 12 Monate / 1000 Arbeitsstunden.

## Technische Daten

Stärke Luftstrahl	0,86 N/cm <sup>2</sup>
Fläche Luftstrahl	11 cm <sup>2</sup>
Luft Temperature	38 – 45 °C
Stromversorgung	200-240V 50/60Hz
Leistung	< 2,5 kW
Gewicht	36 kg
Dimensionen	60x70x61 cm

**PCT WO/2007/003974**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten zu ändern.



PRINTED IN CROATIA

**CROAL SMOK**  
d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge

Novomarska 32  
10000 Zagreb  
KROATIEN  
E-mail: [info@aeroline.com.hr](mailto:info@aeroline.com.hr)  
Website: [www.aeroline.com.hr](http://www.aeroline.com.hr)